


AEDの使い方

次のような症状の場合にAEDを使用します。

- ☑意識や反応がない
- ☑正常な呼吸がない

機種によって使い方に違いはありますが、基本的な操作は次のようにシンプルです。



AED本体

① レバーを引くと自動的に電源が入ります。

② 2枚の粘着パッドが入っています。イラスト通り皮膚に直接貼り付けると自動的に心電図の解析を始めます。

③ ボタンを押して通電。電気ショックが不要な場合に電流は流れません。

自動音声メッセージが
操作を誘導します。

次のように表示されている場所に設置されています。

